




**READ AND UNDERSTAND
COMPLETE INSTRUCTIONS
PRIOR TO USE**

Use with E.T. Tape or adhesive tape products.

1. Secure the endotracheal tube per instructions or procedure.
2. With the Universal Bite Block at a slight angle, slip the bottom portion of the device onto the endotracheal tube behind the tape.
3. Pull the Universal Bite Block forward until it rests against the tape.
4. Rotate bite block to lateral position.
5. Insert the elongated tab of the cable tie tightly around the tape where it circumvents the tube.
6. After tube placement confirmation, cut off remaining cable tie.



CAUTION: If the cable tie is not used, the tab must be securely taped to the endotracheal tube.

NOTE: Periodically inspect the bite block to assure proper position and function of the device.

The Universal Bite Block should be changed every three days for hygienic purposes.

CAUTION:

- Single Patient Use Only
- DO NOT REUSE
- Not Sterile
- Disposable

An instructional application video can be found at www.bandb-medical.com/content/11170_vid.htm



BB Medical Technologies
www.bandb-medical.com

Pediatric Universal Bite Block™
Endotracheal Tube Bite Block
For Tube Sizes 4 mm to 6 mm

Contents: 1 UNIT



REF 11170

LOT

USE
BY:

43°C
110°F



Not Made With
Natural Rubber Latex

! READ PACKAGE
INSERT FOR
INSTRUCTIONS

2 — Disposable —
Single Patient Use Only
DO NOT REUSE

CAUTION: Federal law
restricts this device to sale by
or on order of a physician.

**NON
STERILE** Packaged Clean
— Not Sterile —

Manufactured for:
B&B Medical Technologies
1954 Kellogg Ave. Ste 100
Carlsbad, CA 92008 U.S.A
Phone: +1.760.929.9972
Fax: +1.760.929.9953
www.BandB-Medical.com

EC REP **EU Representative:**
Scanlan Group B.V.
Postbus 75664
1118 ZS Schiphol Triport
The Netherlands
Phone: 31(0) 20-653-0553
Fax: 31(0) 20-653-3053

Patented
Assembled in Mexico
Form S117U Rev 1.0
© 2014 All rights reserved.



AVANT D'UTILISER, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Utiliser avec du ruban adhésif pour sonde endotrachéale ou autres rubans adhésifs.

1. Bien insérer la sonde endotrachéale en suivant les instructions ou la procédure.
2. En maintenant la pièce de morsure BITE-BLOCK suivant une légère inclinaison, faire glisser la portion inférieure du dispositif sur la sonde endotrachéale derrière le ruban adhésif.
3. Tirer la pièce de morsure BITE-BLOCK vers l'avant jusqu'à ce qu'elle repose contre le ruban adhésif.
4. Faire tourner la pièce de morsure BITE-BLOCK pour la mettre en position latérale.
5. Introduire la languette allongée de l'attache de câble en la serrant autour du ruban adhésif à l'endroit où il entoure le tube.
6. Une fois le positionnement de la sonde confirmé, couper le reste de l'attache de câble.

ATTENTION: Si l'attache de câble n'est pas utilisée, la languette doit être fixée avec du ruban adhésif sur la sonde endotrachéale.

REMARQUE: Inspecter la pièce de morsure de manière périodique pour assurer son bon positionnement et permettre son bon fonctionnement.

La pièce de morsure universelle Universal Bite Block doit être changée tous les trois jours pour des raisons d'hygiène.

ATTENTION: La loi fédérale (É.-U.) limite la vente de ce dispositif par ou sur ordonnance d'un médecin.

- À usage unique
- Jetable
- Non stérile
- NE PAS RÉUTILISER

Vous pouvez visionner une vidéo d'instruction à l'adresse www.bandb-medical.com/content/11170_vid.htm



VOR DEM GEBRAUCH MÜSSEN SIE DIE KOMPLETTE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN

Zur Verwendung mit ET-Band oder Klebeband

1. Sichern Sie den Endotrachealtubus entsprechend der Anleitung oder dem Einführverfahren.
2. Halten Sie den BITE-BLOCK leicht schräg und schieben Sie den unteren Teil der Vorrichtung hinter dem Band auf den Endotrachealtubus.
3. Ziehen Sie den BITE-BLOCK nach vorn, bis er das Band berührt.
4. Drehen Sie den Bite Block zur Seite.
5. Wickeln Sie die längere Kabelbinderlasche um das Band und somit auch um den Endotrachealtubus.
6. Nach dem Sie sich vergewissert haben, dass der Tubus korrekt platziert ist, ziehen Sie den Kabelbinder durch die Haltevorrichtung und schneiden Sie die herausragende Kabelbinderlasche ab.

ACHTUNG: Falls kein Kabelbinder verwendet wird, muss die Lasche des Universal Bite Block mit Klebeband am Endotrachealtubus befestigt werden.

HINWEIS: Untersuchen Sie den Beißkeil regelmäßig, um sicherzustellen, dass er korrekt positioniert ist und einwandfrei funktioniert.

Der Universal Bite Block sollte aus Hygienegründen alle drei Tage ausgewechselt werden.

ACHTUNG:

Laut Bundesgesetz (USA) darf diese Vorrichtung nur von einem Arzt oder im Auftrag eines Arztes gekauft werden.

- Nur für den Gebrauch an einem Patienten
- Einwegartikel
- NICHT WIEDERVERWENDEN
- Nicht steril

Ein Demonstrationsvideo zur Anwendung finden Sie unter www.bandb-medical.com/content/11170_vid.htm



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Usar con productos de tipo cinta para tubo endotraqueal o cinta adhesiva.

1. Fije el tubo endotraqueal según las instrucciones o el procedimiento.
2. Con BITE-BLOCK levemente inclinado, deslice la parte superior del dispositivo sobre el tubo endotraqueal, por detrás de la cinta.
3. Tire de BITE-BLOCK hacia adelante hasta que quede sobre la cinta.
4. Gire Bite Block hacia la posición lateral.
5. Inserte firmemente la lengüeta alargada del sujetacable alrededor de la cinta donde rodea el tubo.
6. Una vez confirmada la colocación del tubo, corte el resto del sujetacable.

PRECAUCIÓN: Si no se usa el sujetacable, la lengüeta debe sujetarse bien con cinta al tubo endotraqueal.

NOTA: Compruebe periódicamente que Bite Block conserva su posición y el dispositivo funciona correctamente.

Por motivos de higiene, Universal Bite Block debe cambiarse cada tres días.

PRECAUCIÓN: La ley federal de los EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos o con prescripción facultativa.

- Para uso en un solo paciente
- Desechable
- No estéril
- NO REUSAR

Encontrará un vídeo con las instrucciones de aplicación en www.bandb-medical.com/content/11170_vid.htm