



READ AND UNDERSTAND COMPLETE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE

1. Secure the endotracheal tube per instructions or institution procedure. Gently pull the pilot tube in a straight line toward the end of the endotracheal tube.
2. Starting with the Bite-Proof Bite Block at a slight angle, snap the back of the Bite-Proof Bite Block onto the endotracheal tube. Keeping the Bite-Proof Bite Block at a slight angle, slide it onto the tube. Make SURE the pilot balloon is between the Bite-Proof Bite Block and the endotracheal tube (Figure B).
3. Keeping the pilot balloon tube taut, gently slide the Bite-Proof Bite Block down the tube until the wing is at lower lip.
4. Slowly rotate the Bite-Proof Bite Block until the wing is positioned laterally to the tube (Figure C). Peel backing from the wing and secure it to the cheek. Keeping the pilot balloon taut, position the Bite-Proof Bite Block to the proper depth (Figure D).
5. Secure the tab of the Bite-Proof Bite Block to the endotracheal tube with adhesive tape (Figure E). If using the B&B tube holders, secure tube according to direction and overlap tab with tape. Note: Tab must be securely taped to the endotracheal tube (Figure F).
6. Periodically inspect the Bite-Proof Bite Block for proper positioning and function. Replace immediately for loss of adhesion to the face or the E.T. Tube.
7. Bite-Proof Bite Block should be changed every two days for hygienic purposes.







CAUTION: NEVER use Benzoin or other adhesive-enhancing products in conjunction with this product. Should cuff filling problem occur, gently pull the pilot balloon tube taut to remove any kinks. NEVER remove the wing from the Bite Proof Bite Block.

CAUTION:

- Single Patient Use Only
- DO NOT REUSE
- DO NOT REPROCESS
- Not Sterile
- Disposable

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

An instructional application video can be found at www.bandb-medical.com/bite-proof-bite-block



B&B Medical Technologies®
www.bandb-medical.com

Bite-Proof Bite Block™

Latex-Free Endotracheal Tube Bite Block
For Tube Sizes 6 mm to 9.5mm

Contents: 1 UNIT

REF 11040



LOT

USE
BY:

32°C
90°F



Not Made With
Natural Rubber Latex

! READ PACKAGE
INSERT FOR
INSTRUCTIONS

2 — Disposable —
Single Patient Use Only
DO NOT REUSE

CAUTION: Federal law
restricts this device to sale by
or on order of a physician.

**NON
STERILE** Packaged Clean
— Not Sterile —

Manufactured for:
B&B Medical Technologies
1954 Kellogg Ave. Ste 100
Carlsbad, CA 92008 U.S.A.
Phone: +1.760.929.9972
Fax: +1.760.929.9953
www.bandb-medical.com

EC REP **EU Representative:**
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

Patented
Assembled in Mexico
Form: S104U Rev 1.4
© 2020 All Rights Reserved



AVANT D'UTILISER, BIEN LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

1. Bien insérer la sonde endotrachéale en suivant les instructions ou la procédure mise en place dans votre établissement. Tirer doucement le tube pilote en une ligne droite vers l'extrémité de la sonde endotrachéale.
2. En orientant la pièce de morsure anti-morsure Bite Proof Bite Block suivant une légère inclinaison, emboîter l'arrière de la pièce de morsure Bite Proof Bite Block sur la sonde endotrachéale. En maintenant l'angle de la pièce de morsure Bite Proof Bite Block, la faire glisser sur le tube. Être CERTAIN que le ballonnet témoin se trouve entre la pièce de morsure Bite Proof Bite Block et la sonde endotrachéale (figure B).
3. En maintenant tendu le tube du ballonnet témoin, faire descendre doucement la pièce de morsure Bite Proof Bite Block le long du tube jusqu'à ce que l'aile atteigne la lèvre inférieure.
4. Lentement, faire tourner la pièce de morsure Bite Proof Bite Block jusqu'à ce que l'aile soit positionnée latéralement par rapport à la sonde (figure C). Enlever la pellicule adhésive de l'aile et la coller sur la joue. Tout en maintenant tendu le ballonnet témoin, positionner la pièce de morsure à la profondeur appropriée (figure D).

5. Bien fixer la languette de la pièce de morsure Bite Proof Bite Block sur la sonde endotrachéale avec du ruban adhésif (figure E). En cas d'utilisation des supports de tubes B&B, bien fixer la sonde en suivant les instructions et couvrir la languette avec du ruban adhésif. Remarque : La languette doit être fixée de manière sûre avec du ruban adhésif sur la sonde endotrachéale (figure F).
6. Inspecter la pièce de morsure Bite Proof Bite Block de manière périodique pour vérifier son positionnement et permettre un bon fonctionnement du dispositif. Remplacer immédiatement en cas de perte d'adhérence sur le visage ou la sonde endotrachéale.
7. La pièce de morsure Bite Proof Bite Block doit être changée tous les deux jours pour des raisons d'hygiène.

ATTENTION: NE JAMAIS utiliser de benzoïne ou autres produits favorisant l'adhérence avec ce produit. Si un problème de remplissage du manchon survient, tirer doucement sur le tube du ballonnet témoin pour le tendre afin d'éliminer toute pliure. NE JAMAIS retirer l'aile de la pièce de morsure Bite Proof Bite Block.

ATTENTION: À usage unique • Jetable • Non stérile
• NE PAS RÉUTILISER • NE PAS RETRAITER

Vous pouvez visionner une vidéo d'instruction à l'adresse www.bandb-medical.com/bite-proof-bite-block



VOR DEM GEBRAUCH MÜSSEN SIE DIE KOMPLETTE ANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN

1. Sichern Sie den Endotrachealtubus entsprechend der Anleitung oder dem Einführverfahren. Ziehen Sie den Pilotschlauch vorsichtig in gerader Richtung zum Ende des Endotrachealtubus.
2. Beginnen Sie, indem Sie den Bite Proof Bite Block leicht schräg halten. Klemmen Sie ihn mit der Rückseite am Endotrachealtubus fest. Halten Sie den Bite Proof Bite Block weiterhin leicht schräg und schieben Sie ihn auf den Tubus. STELLEN SIE SICHER, dass sich der Pilotballon zwischen dem Bite Proof Bite Block und dem Endotrachealtubus befindet (Abbildung B).
3. Achten Sie darauf, dass der Pilotballonschlauch straff ist, während Sie den Bite Proof Bite Block den Tubus hinunter schieben, bis der Flügel die untere Lippe berührt.
4. Drehen Sie den Bite Proof Bite Block langsam, bis der Flügel seitlich des Tubus positioniert ist (Abbildung C). Ziehen Sie die Schutzfolie vom Flügel ab und kleben Sie ihn an der Wange fest. Halten Sie den Pilotballonschlauch weiterhin straff und positionieren Sie den Bite Block in der richtigen Tiefe (Abbildung D).

5. Befestigen Sie die Lasche des Bite Proof Bite Block mithilfe von Klebeband am Endotrachealtubus (Abbildung E). Falls Sie Schlauchhalter von B&B verwenden, befestigen Sie den Tubus in entsprechender Richtung. Überkleben Sie dazu die Lasche mit Klebeband. Hinweis: Die Lasche muss sicher mit Klebeband am Endotrachealtubus befestigt sein (Abbildung F).
6. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Bite Proof Bite Block korrekt positioniert ist und einwandfrei funktioniert. Tauschen Sie ihn umgehend aus, wenn er sich vom Gesicht oder dem Endotrachealtubus abgelöst hat.
7. Der Bite Proof Bite Block sollte aus Hygienegründen alle zwei Tage ausgetauscht werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie NIE Benzoin oder andere die Klebewirkung verbessernde Produkte in Verbindung mit diesem Produkt. Sollte sich die Manschette (Cuff) füllen, ziehen Sie den Pilotballonschlauch zum Entfernen etwaiger Knicke straff. Entfernen Sie NIEMALS den Flügel vom Bite Proof Bite Block.

ACHTUNG: Nur für den Gebrauch an einem Patienten
• Einwegartikel • Nicht steril • NICHT WIEDERVERWENDEN
• NICHT WIEDERAUFBEREITEN

Ein Demonstrationsvideo zur Anwendung finden Sie unter www.bandb-medical.com/bite-proof-bite-block



LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

1. Fije el tubo endotraqueal según las instrucciones o el procedimiento del centro. Retire suavemente el tubo piloto en línea recta hacia el extremo del tubo endotraqueal.
2. Comenzando con Bite Proof Bite Block levemente inclinado, encastre la parte posterior de Bite Proof Bite Block en el tubo endotraqueal. Mantenga Bite Proof Bite Block levemente inclinado y deslícelo por el tubo. ASEGÚRESE de que el globo piloto quede entre Bite Proof Bite Block y el tubo endotraqueal (ver figura B).
3. Sostenga el tensor del tubo del globo piloto y deslice suavemente Bite Proof Bite Block hacia abajo por el tubo hasta que la aleta llegue al labio inferior.
4. Gire lentamente Bite Proof Bite Block hasta que la aleta se encuentre al lado del tubo (figura C). Retire la protección de la aleta y fíjela a la mejilla. Mantenga la tensión del globo piloto e introduzca Bite Block a la profundidad adecuada (figura D).

5. Fije la lengüeta de Bite Proof Bite Block al tubo endotraqueal con cinta adhesiva (figura E). Si usa soportes para tubos endotraqueales B&B, fije el tubo según las instrucciones y superponga la lengüeta con la cinta. Nota: La lengüeta debe estar bien fijada al tubo endotraqueal con cinta (figura F).
6. Compruebe periódicamente que Bite Proof Bite Block se mantiene en su posición y el dispositivo funciona correctamente. Debe sustituirlo de inmediato si se pierde la adherencia al rostro o al tubo endotraqueal.
7. Por motivos de higiene, Bite Proof Bite Block debe cambiarse cada dos días.

ADVERTENCIA: NUNCA use benzoína ni otros productos para mejorar la adherencia con este producto. Si se presentaran problemas con el llenado del manguito, retire suavemente el tensor del tubo del globo piloto para eliminar cualquier pliegue. NO retire la aleta de Bite Proof Bite Block.

ADVERTENCIA: Para uso en un solo paciente • Desechable
• No estéril • NO REUSAR • NO REPROCESAR

Encontrará un video con las instrucciones de aplicación en www.bandb-medical.com/bite-proof-bite-block